


# RADIESSE® 1,5



## Beschreibung:

Der Dermalfiller Radiesse® enthält ebenmäßige Calciumhydroxylapatit (CaHA)-Mikrosphären in einem cellulosebasierten Gel mit sterilem Wasser und Glycerin und ist auch mit einem Zusatz von 0,3 % integralem Lidocain erhältlich. Mit Radiesse® können sowohl tiefere Falten aufgefüllt, erschlaffte Wangen gestrafft und verschwommene Konturen definiert werden. Durch die Stimulation der körpereigenen Fibroblasten wird die natürliche Hautstruktur rekonstruiert. So können die Gesichtskonturen nachhaltig gestrafft und die Hautstruktur langfristig verbessert werden.

## Fachgerechte Lagerung:

- Sowohl das verpackte injizierbare Implantat RADIESSE® als auch Radiesse® Lidocain müssen bei einer kontrollierten Raumtemperatur zwischen 15°C und 25°C gelagert werden.
- Nicht über das Verfalldatum hinaus verwenden.
- Das Verfalldatum ist auf den Produktetiketten aufgedruckt.