


# RADIESSE®+ (MIT LIDOCAIN) 1,5



## Beschreibung:

Radiesse® besteht aus Calciumhydroxylapatit (CaHA)-Mikrosphären in einem cellulosebasierten Gel mit sterilem Wasser und Glycerin und bietet schnelles und bequemes Handling durch die Fertigspritze mit 0,3% integrierten Lidocain. Durch seine einzigartige Zusammensetzung eignet sich Radiesse® Lidocaine besonders für die Konturierung des unteren Gesichtsdrittels und die Volumenaugmentation.

## Fachgerechte Lagerung:

- Sowohl das verpackte injizierbare Implantat RADIESSE® als auch Radiesse® Lidocain müssen bei einer kontrollierten Raumtemperatur zwischen 15°C und 25°C gelagert werden.
- Nicht über das Verfalldatum hinaus verwenden.
- Das Verfalldatum ist auf den Produktetiketten aufgedruckt.